


Kolmi<sup>®</sup>  
HOPEN

РОССИЙСКИЙ КАТАЛОГ



Corporate Headquarters

Montreal, Canada  
6500 m<sup>2</sup>  
distribution centre

Granby, Quebec, Canada  
Factory: sponges, dressings,  
wound care

Buffalo, New York, USA  
5600 m<sup>2</sup> distribution centre

Augusta, Georgia, USA  
7000 m<sup>2</sup> US distribution & manufacturing  
gauze, bibs, masks, pouches

Woudenberg, The Netherlands

3700 m<sup>2</sup> EU distribution centre

European Headquarters

Angers, France  
14.000 m<sup>2</sup> distribution & manufacturing:  
masks, shoe covers, washcloths, bibs

Moscow, Russia

Distribution & sales office

Shanghai, China

16.700 m<sup>2</sup> factory:  
masks, bibs, cups,  
gauze, cotton rolls


Hubei, China

9300 m<sup>2</sup> factory:  
protective apparel

Asian Headquarters

Hong Kong

Kuala Lumpur





■ Kobe, Japan


■ Taipei, Taiwan  
3700 m<sup>2</sup> factory:  
pouches & reels




■ Sydney




Разработка и  
производство  
одноразовых продуктов  
инфекционного контроля  
С 1972 года



## КТО МЫ ТАКИЕ



ОДИН ИЗ  
ВЕДУЩИХ  
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
И ДИСТРИБЬЮТОРОВ  
КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ  
ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ  
КОМПАНИЯ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ПРОДУКТОВ ИНФЕКЦИОННОГО  
КОНТРОЛЯ



ПРОДАЖИ БОЛЕЕ ЧЕМ В **120**  
СТРАНАХ




**+250**  
000 000 \$

ГОДОВОЙ ОБОРОТ



**+10%**  
ПРИБЫЛИ РЕИНВЕСТИРУЕТСЯ  
В **R&D**  
ЕЖЕГОДНО



8 СОБСТВЕННЫХ ЗАВОДОВ В  
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, ЕВРОПЕ  
И АЗИИ



**N°1**

ПОСТАВЩИК  
ХИРУРГИЧЕСКИХ  
МАСОК



**1**



ВЕДУЩИЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БАХИЛ  
В ЕВРОПЕ



**45%**  
**55%**

МУЖЧИН / ЖЕНЩИН  
РАБОТАЕТ В КОМПАНИИ

# СОДЕРЖАНИЕ



## МАСКИ

# 08

Применение	08
Маски Medicom	09
Стандарты и требования	10
Economy и Premier Standart	11
Premier Pro-Shield, Sofskin Antifog	12
Респираторные маски	13

## ПЕРЧАТКИ

# 14

Применение	16
Стандарты и требования	17
Наш ассортимент	20
Перчатки из нитрила	21
Перчатки из латекса	24
Перчатки из винила	26
Пластиковые перчатки	27

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

# 28

Нагрудники для стоматологии	30
Ватные валики	31

## СТЕРИЛИЗАЦИЯ

# 32

Пакеты для стерилизации	35
Рулоны для стерилизации	35



## МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

### 36

Шапочка шарлотка 38



## БАХИЛЫ

### 39



Почему Medicom 41  
Применение 42  
Бахилы для медицины 43

МАСКИ




МЕДИЦИНСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  
EN 14683:2014

SURGICAL MASKS TYPE IIR

ЗАЩИТА ПАЦИЕНТА ОТ БАКТЕРИЙ  
И ВИРУСОВ НОСИТЕЛЯ МАСКИ

А также носителя маски  
от брызг и опасных жидкостей



НА ЗАВЯЗКАХ    НА РЕЗИНКАХ

МЕДИЦИНСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  
EN 14683:2014

MASKS TYPE II




ЗАЩИЩАЕТ ПАЦИЕНТА ОТ  
БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ НОСИТЕЛЯ  
МАСКИ



НА ЗАВЯЗКАХ    НА РЕЗИНКАХ

МЕДИЦИНСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  
EN 14683:2014

РЕСПИРАТОРНЫЕ МАСКИ






ЗАЩИЩАЕТ  
ОПЕРАТОРА ОТ  
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ: БАКТЕРИЙ,  
ВИРУСОВ И МИКРО-ЧАСТИЦ




С КЛАПАНОМ    БЕЗКЛАПАНА

Оборудование для личной  
защиты  
EN 149:2001

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МАСКИ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ  
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ



НА РЕЗИНКАХ



Тест на биосовместимость оценивает биологические эффекты от воздействия медицинской маски на человеческое тело, такие как цитотоксичность, воздействие на кожу и раздражение. Тест проводится в соответствии с методом испытаний EN ISO 10993-1.

### ВСЕ ПРОДУКТЫ MEDICOM

Medicom является основным создателем обоих новых требований европейского стандарта, мы тестировали все наши продукты по микробиологическим параметрам, а также их биосовместимость в течении последних 8 лет. Вы можете найти последний номер теста в технической документации конкретного продукта.

#### ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ЛИЦЕВЫХ МАСОК VS. МАСОК MEDICOM

TEST	Тип I		Тип II для защиты пациента от инфекционных агентов		Тип IIR для защиты пациента и носителя от брызг потенциально загрязненных жидкостей	
	Стандарт	Medicom	Стандарт	Medicom	Стандарт	Medicom
Маска						
Эффективность фильтрации бактерий (%)	≥ 95	≥ 99	≥ 98	≥ 99	≥ 98	≥ 99,9
Разница давления (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 29.4 (ASTM 3 mmH <sub>2</sub> O/ cm <sup>2</sup> )	< 14 (ASTM 1.4 mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> )	< 29.4 (ASTM 3 mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> )	< 14 (ASTM 1.4 mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> )	< 49 (ASTM 5 mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> )	< 19.5 (ASTM 2 mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> )
Давление защиты от брызг (кПа)	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется	≥ 16 (ASTM 120 mm Hg)	≥ 16 (ASTM 160 mm Hg)
Микробиологическая чистота (cfu/g) Микробиологическая чистота (cfu/g)	≤ 30	< 10	≤ 30	< 10	ASTM 120 mm Hg ≤ 30	ASTM 120 mm Hg ≤ 30

## MEDICOM SAFE+MASK ECONOMY И MEDICOM SAFE+MASK PREMIER STANDART

### SAFEMASK® ECONOMY НА РЕЗИНКАХ тип II

- 2315
- 2318



Маски Safe+Mask® Economy на резинках подходят для ежедневных больничных процедур с небольшим риском заражения. Это 3-слойные маски из спанбонда с внутренним слоем из мелтблаун полипропилена. Вес - 2,6 гр. Данная маска является отличным выбором по соотношению цена/качество.

Упаковка 10 x 50



### SAFEMASK® ECONOMY НА ЗАВЯЗКАХ тип II

- 2000-B
- 2000-G

Маски Safe+Mask® Economy завязках подходят для ежедневных больничных процедур с небольшим риском заражения. Завязки могут быть использованы для избежания натирания кожи при ношении. Является экономным вариантом масок для хирургов.

Упаковка 6 x 50

### SAFE+MASK® PREMIER STANDARD - НА РЕЗИНКАХ ТИП IIR

- 2113
- 2115
- 2116
- 2117
- 2118
- 2119
- 2122



Маски Safe+Mask® Premier Standard предлагают защиту во время проведения несложных хирургических и стоматологических процедур, при которых образуются пыль, влага и брызги. Данная маска предназначена для среднего времени ношения (до 3 часов) и защищает от проникновения брызгов внутрь маски. Идеально подходит для стоматологов.

## SAFE+MASK® PREMIER PRO-SHIELD на резинках тип IIR

■ 2025  
Упаковка 4 x 25



Маски Safe+Mask® Premier Pro-Shield предлагают удобную защиту 2-в-1 с комбинацией маски для лица и щитка для глаз. Используется для хирургических операций с обилием брызг. Снабжены специальной лентой от запотевания.

## SAFE+MASK® SOFSKIN ANTIFOG - НА РЕЗИНКАХ тип IIR

■ 2130BFF-10  
■ 2130GFF-10  
Упаковка 10 x 50



Маски Safe+Mask® Sofskin Antifog являются идеальным выбором для хирургов. Данные маски не теряют своих свойств при ношении до 6 часов. Специальный внутренний слой из целлюлозы, не имеющий в своем составе красителей абсорбирует влагу, испаряемую при дыхании, тем самым предотвращая раздражение кожи при длительном ношении маски во время операции. Также данные маски снабжены специальной лентой, предотвращающей запотевание очков или окуляров при операции, что облегчает и делает более комфортной работу хирургов при операциях.

## SAFE+MASK® SOFSKIN ANTIFOG - НА ЗАВЯЗКАХ тип IIR


■ 2050BFF-10  
■ 2050GFF-10  
Упаковка 6 x 50



БЕЗ КЛАПАНА

**FFP-2**

М 52000-S  
Упаковка 10 x 50



С КЛАПАНОМ

**FFP-2**

М 52000-VS  
Упаковка 8 x 10



# ПЕРЧАТКИ



# Содержание

Применение

Стандарты и требования

Наш ассортимент

Перчатки из нитрила

Перчатки из латекса

Перчатки из винила

TPE перчатки

## ПРИМЕНЕНИЕ

### МЕДИЦИНА



Для защиты пациента  
и доктора  
Европейский стандарт: EN-455

### ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА (ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАТОВ)





Для защиты носителя  
Европейский стандарт: EN-374:2003

### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Для предотвращения  
загрязнения окружающей среды  
Регламент Европейской комиссии  
№10/2011 на пластмассы и изделия,  
вступающие в контакт с едой



## ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN 455 - МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Европейский стандарт EN 455 применяется для одноразовых перчаток, использующихся для осмотров и хирургии. При соответствии данному стандарту перчатки могут продаваться на рынке, как медицинские средства Класса 1 и содержать маркировку CE в соответствии с директивой EU Directive 93/42/ЕЕС для медицинских принадлежностей. Стандарт EN 455 состоит из следующих 4 частей:

### EN455-1 ТРЕБОВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ НА ОТСУТСТВИЕ ОТВЕРСТИЙ

Перчатки должны пройти данный тест, чтобы доказать, что они являются эффективным барьером от микроорганизмов. Статистическая выборка перчаток проводится

для проверки на проколы и разрывы, путем заполнения их водой. Перчатки должны иметь показатель приемлемого уровня качества (AQL) 1.5 и выше для того, чтобы быть использованными, как процедурные перчатки и перчатки для осмотров.

### EN455-2 ТРЕБОВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эта часть стандарта включает в себя тесты на размеры и физические свойства перчаток, включая силу, необходимую для разрыва до и после процесса искусственного ускоренного старения. Чем меньше усилие, требующееся для разрыва, тем легче рвется материал:

	Хирургические перчатки	Перчатки для осмотров/процедур	Перчатки для осмотров/процедур из винила
Усилие необходимое для разрыва на протяжении всего срока хранения (Newton)	9.0	6.0	3.5

### EN455-3 ТРЕБОВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

ЭТОТ СТАНДАРТ ВКЛЮЧАЕТ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ИЛИ ПАЦИЕНТА. ЭТИ МАТЕРИАЛЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

- ЭНДОТОКСИНЫ
- ЛАТЕКСНЫЕ БЕЛКИ
- ХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ
- ПУДРА

ВЫШЕНАЗВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕСТИРУЮТСЯ КАК ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, ТАК И СОВМЕСТНО, В СООТВЕТСТВИИ С ISO-10993.

### EN455-4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ

ЭТОТ СТАНДАРТ ТРЕБУЕТ ПРОВЕДЕНИЯ СЛОЖНОЙ ЦЕПОЧКИ ТЕСТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОГО, КАК ДОЛГО ПЕРЧАТКА БУДЕТ ПРИГОДНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ НА СКЛАДЕ. МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПЕРЧАТКИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 5 ЛЕТ.




## ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN 420:2003

Этот стандарт определяет общие требования, применяемые ко всем защитным перчаткам, такие как:

1. Тестирование на строение и качество перчатки
2. Сопротивление материалов перчатки к проникновению воды
3. Безвредность перчатки (уровень pH, содержание хрома (VI), извлекаемый уровень белка и т.д.).
4. Комфорт и эффективность
5. Требования к маркировке

Этот стандарт определяет перчатку как Средство Индивидуальной Защиты, которое защищает руки от химикатов и микроорганизмов (она также может дополнительно закрывать часть предплечья и руки). Также он определяет длину окружности руки как это представлено ниже:




Длина окружности руки	Hand Length	Размер перчатки
279 mm	215 mm	XXL
254 mm	204 mm	XL
229 mm	192 mm	L
203 mm	182 mm	M
178 mm	171 mm	S
152 mm	160 mm	XS

## ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN 374 - ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАТОВ

### ПРОПИТЫВАНИЕ (EN 374-3:2003)

РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ПЛЕНКИ В ПЕРЧАТКАХ НЕ ВСЕГДА ЯВЛЯЮТСЯ БАРЬЕРАМИ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ. ТАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ, ИЛИ ВРЕМЯ, ТРЕБУЮЩЕЕСЯ ОПАСНОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСТУПИТЬ В КОНТАКТ С КОЖЕЙ. КАЖДЫЙ ПРОТЕСТИРОВАННЫЙ ХИМИКАТ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ ПО ВРЕМЕНИ ПРОПИТЫВАНИЯ (УРОВЕНЬ ОТ 1 ДО 6).



### Список химикатов, необходимых для соответствия стандарту EN 374-3:2003

Предполагается, что из каждого химического класса был выбран наиболее агрессивный химикат, создающий для носителя перчаток наихудший сценарий для каждой конкретной классификации. Перчатка, защищающая от химических продуктов, это водонепроницаемая перчатка, на основании EN 374-3:2003 (тест на проникновение), которая показала необходимый уровень сопротивления как минимум по трем из нижеперечисленных химикатов:

Кодовая буква	Химикат	Сав номер	Класс
A	Метанол	67-56-1	Primary alcohol
B	Ацетон	67-64-1	Ketone
C	Ацетонитрил	75-05-8	Nitrile Compound
D	Дихлорметан	75-09-2	Chlorinated paraffin
E	Сероуглерод	75-15-0	Sulphur containing organic compound
F	Толуол	108-88-3	Aromatic hydrocarbon
G	Диэтиламин	109-89-7	Amine
H	Тетрагидрафуран	109-99-9	Heterocyclic and ether compound
I	Этилацетат	141-78-6	Ester
J	n-Гептана	142-82-5	Saturated hydrocarbon
K	Гидроксид натрий 40%	1310-73-2	Inorganic base
L	Серная кислота 96%	7664-93-9	Inorganic mineral acid



a b c

#### Химический прорыв

Этот значок может присутствовать только в том случае, если время прорыва, соответствующее минимум 30 минутам было достигнуто в ходе тестов с минимум 3 из 12 химикатов, определенных в соответствии со стандартом (таблица выше). Кодовые буквы, соответствующие химикатам находятся под щитом.



#### Химическое пропитывание

Значок "Слабая Химическая Защита" используется на перчатках, которые не прошли тест, описанный выше, но соответствуют как минимум уровню 2 теста на проникновение

Как выбрать лучшие одноразовые перчатки для вашего рабочего места, когда на рынке столь большой выбор?

Некоторые перчатки выбирают за то, что они не вызывают аллергических реакций, другие - за их беспрецедентный уровень прочности. Есть одноразовые перчатки с защитой от разных видов химикатов, другие же пригодны для контакта с пищей. Есть 3 главных типа материала для производства одноразовых

## НИТРИЛ SafeTouch® Advanced™



Перчатки из нитрила часто являются номером 1 для осмотра, т.к. они уменьшают риск возникновения аллергии. Их использование широко распространено в различных отраслях, благодаря их хорошей защите от химикатов, долговечности, прочности и тактильной чувствительности. В добавок они безопасны для контакта с пищей, что делает их подходящими для индустрии гигиены и кейтеринга.

## ЛАТЕКС SafeTouch® Connect™



Сделанные из натурального латекса, эти перчатки обеспечивают превосходное удобство при их применении и высокую тактильную чувствительность. Латекс превосходит другие материалы для перчаток в области эластичности и прочности. Латексные перчатки предлагают пользователям наилучшую защиту от потенциального риска, связанного с болезнетворными бактериями в крови.

## ВИНИЛ SafeTouch® Everstrong™










Перчатки из винила являются экономичной альтернативой латексу и нитрилу и предлагают стандартную защиту. Они меньше подходят для контакта с пищей, в частности с жирной. Они имеют антистатические свойства, подходящие для помещений типа "Клин Рум" и условий критической окружающей среды.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОТИВ ЗАЩИТЫ

	Сопровитвлению разрыву	Термостойкость	Сопровитвление проколам	Сопровитвление химикатов	Гибкость	Контакт с пищей
Нитрил	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★
Латекс	★★★	★★★	★★★	★	★★★★	★★★
Винил	★★★★	★	★	★	★	★

### СИМВОЛЫ



# ПЕРЧАТКИ ИЗ НИТРИЛА



Текстурированное сцепление

## SAFETOUCH® REJUVENATE Nitrile Plus- Неопудренные

Наши перчатки Rejuvenate Nitrile Plus имеют отличную защиту и тактильную чувствительность, в то время как покрытие из Ланолина и витамина Е смягчает и увлажняет ваши руки и помогает предотвратить раздражение кожи. Отлично подходит для людей, которым необходимо носить перчатки длительное время.

Эти перчатки исключительно мягкие и долговечные и, в то же время, имеют отличную защиту от разрывов и проколов. Их полностью микротекстурированное покрытие улучшает контакт с инструментами как в сухих, так и во влажных условиях.



Соответствует EN-455 1/2/4

REFERENCES	Color	Size
1176-A	.....	XS
1176-B	.....	S
1176-C	.....	M
1176-D	.....	L

Упаковка: 10 x 100 штук



Цветная маркировка размеров



Цвет перчатки

Описание продукта

Артикул

Кол-во в упаковке

## ПЕРЧАТКИ ИЗ НИТРИЛА

### SAFETOUCH® Slim Blue Nitrile - Неопудренные

Данные нитриловые перчатки для осмотров изготовлены из более тонкого нитрила, который обеспечивает эластичный "латексоподобный" комфорт. Эти перчатки предоставляют великолепный хват в сухих и влажных условиях в связи с их текстурированными кончиками пальцев. Для вашего удовольствия в наличии представлены разные цвета:

#### SLIM BLUE



REFERENCES	1175-A .....	XS
	1175-B .....	S
	1175-C .....	M
	1175-D .....	L
	1175-E .....	XL

### SAFETOUCH® ADVANCED™ EXTEND NITRILE - Неопудренные



REFERENCES	1172-A .....	XS
	1172-B .....	S
	1172-C .....	M
	1172-D .....	L

Эти перчатки имеют насыщенный розовый цвет и полностью текстурированную поверхность, что делает их прекрасным выбором для женщин, которым необходимо проводить точные и чувствительные манипуляции в перчатках.

Это мягкие, эргономичные и эластичные перчатки, что делает их похожими на перчатки из латекса и значительно снижает усталость рук. Имеется два варианта исполнения:

1. Более плотная полностью текстурированная перчатка "1172".
2. Более тонкая перчатка с текстурой на пальцах "1172П"

#### PLATINIUM WHITE



REFERENCES	1174-A .....	XS
	1174-B .....	S
	1174-C .....	M
	1174-D .....	L
	1174-E .....	XL



Соответствует стандарту EN-455 1/2 & EN-374 1/2

Упаковка: 10 x 100 шт

## ПЕРЧАТКИ ИЗ НИТРИЛА - ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

### SAFETOUCH® ADVANCED™ BLACK - Неопудренные

Эти перчатки предлагают отличную защиту от разрывов и проколов, имеют текстуру на пальцах.

\*Не для медицинского применения



Соответствуют стандарту EN-455-1/2 & EN-374 1/2

REFERENCES	1187-A .....	XS
	1187-B .....	S
	1187-C .....	M
	1187-D .....	L
	1187-E .....	XL

Упаковка: 10 x 100 шт

### SAFETOUCH® ADVANCED™ HEAVY NITRILE - Неопудренные

Эти нитриловые перчатки являются высокоэффективным предметом личной защиты и предоставляют комбинацию химической защиты и прочности. Они долговечны и дают лучшую защиту от микробиологических и химических угроз в своем сегменте. Имеют удлиненную манжету - 300 мм. Идеально подходят для работы в лабораториях и фармацевтике.

\*Не для медицинского применения.

REFERENCES	1131-A .....	XS
	1131-B .....	S
	1131-C .....	M
	1131-D .....	L
	1131-E .....	XL

Упаковка: 10 x 100 шт



Соответствуют стандарту EN-455 1/2 & EN-374 1/2/3



# ПЕРЧАТКИ ИЗ ЛАТЕКСА

## SAFETOUCH® REJUVENATE Latex PF - Неопудренные

Наши латексные перчатки серии Rejuvenate покрыты изнутри Ланолином и Витаминем Е для увлажнения ваших рук во время работы.

Они полностью микротекстурированы, что улучшает хват в сухих и влажных условиях, дополнены тонкой предохранительной пленкой для максимальной чувствительности. Они сделаны из высококачественного натурального латекса, что облегчает их надевание и снятие, также они очень хорошо сидят на руке и обладают повышенным комфортом.



\* контакт только с нежирной пищей  
Соответствует стандарту EN-455 1/2/3/4



REFERENCES	1163-A	.....	XS
	1163-B	.....	S
	1163-C	.....	M
	1163-D	.....	L

Упаковка: 10 x 100 шт

## SAFETOUCH® Latex PF - Неопудренные

Эти многоцелевые отличные защитные перчатки, сделанные из натурального латекса, идеальны для любых процедур по осмотру. Они отличаются эластичностью и служат оптимальным барьером от биологического загрязнения. Имеют полностью текстурированную поверхность.



\* контакт только с нежирной пищей  
Соответствует стандарту EN-455 1/2/3 & EN-374-1/2



REFERENCES	1124-A	.....	XS
	1124-B	.....	S
	1124-C	.....	M
	1124-D	.....	L
	1124-E	.....	XL

Упаковка: 10 x 100 шт

### SAFETOUCH® Latex PWD -Слегка опудренные

Эти гладкие, слегка опудренные перчатки из натурального латекса удовлетворяют требования большинства врачей. Они предлагают отличную тактильную чувствительность и высокую гибкость. Имеют текстуру на пальцах.



\* контакт только с нежирной пищей

Соответствует стандарту EN-455 1/2/3 & EN-374-1/2



REFERENCES	1125-A .....	XS
	1125-B .....	S
	1125-C .....	M
	1125-D .....	L
	1125-E .....	XL

Упаковка: 10 x 100 шт



# ПЕРЧАТКИ ИЗ ВИНИЛА

## SAFETOUCH® EVERSTRONG™ VINYL PWD - Опудренные

Эти доступные перчатки из винила подходят для общего медицинского и стоматологического ухода за пациентами. Они сделаны из винила отличного качества и не имеют латекса в своем составе, чтобы избежать аллергической реакции. Опудрены для облегчения надевания и снятия.  
\*Не для медицинского применения.



REFERENCES	1128-A .....	S
	1128-B .....	M
	1128-C .....	L
	1128-D .....	XL

Упаковка: 10 x 100 шт

## SAFETOUCH® EVERSTRONG™ VINYL PF - Неопудренные

Доступные перчатки из винила произведенные из поливинилфторида высочайшего качества (PVC) без добавления латекса во избежание возникновения аллергических реакций.



\* Контакт только с нежирной пищей

Соответствует EN-455 1/2



REFERENCES	1129-A .....	S
	1129-B .....	M
	1129-C .....	L
	1129-D .....	XL

Упаковка: 10 x 100 шт

### SAFETOUCH® TPE BLUE FOOD - Неопудренные

TPE (Термопластик эластомер) это новый материал, не имеющий запаха и не содержащий каких-либо смягчителей (например, фталатов). Эти перчатки безопасны для контакта с пищей, в том числе и жирной. Эти перчатки более дружелюбны к окружающей среде (eco-friendly) и более экономичны, чем винил, а также имеют хорошую тактильную чувствительность. Они мягкие и шелковистые на ощупь и хорошо сидят на руке и пальцах..



REFERENCES	1110-A .....	XS
	1110-B .....	S
	1110-C .....	M
	1110-D .....	L
	1110-E .....	XL

Упаковка: 10 x 100 шт

Эти прозрачные тисненые перчатки из полиэтилена отлично подходят для пищевой индустрии.



REFERENCES	30.301-C.....	M
	30.301-D.....	L

Упаковка: 10 x 100 шт

# СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



# Содержание



Нагрудники для стоматологии  
Ватные валики

## СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАГРУДНИКИ

### MEDICOM® DRY-BACK 3-слойные нагрудники

Улучшенная защита пациента за счет дополнительного слоя бумаги и пластиковой прокладки. Подходит для процедур, где требуется дополнительная защита проникновения влаги и грязи через нагрудник.

- 2-слоя бумаги + 1-слой пластика - запатентованный дизайн линейки Dry-Back
- Отличное впитывание и защита одежды за счет дополнительного слоя бумаги и прокладки из пластика
- Максимальная защита с горизонтальной рельефной структурой и уникальным водоотталкивающим краем
- Широкий выбор ярких цветов позволят вам создать ваш собственный цветовой набор вместе с масками, слюноотсосами и стаканами




8280-N	Лавандовый
8282-N	Голубой
8283-N	Белый
8284-N	Желтый
8285-N	Зеленый
8286-N	Пыльная роза
8288-N	Персиковый
8289-N	Вода
8290-N	Синий
8291-N	Оранжевый
8292-N	Черный

Кол-во / упаковка: 500 шт

### ВАТНЫЕ ВАЛИКИ MEDICOM©

Валик Medicom изготавливается из натурального хлопка, прекрасно впитывает флагу и полностью безопасен для пациента, он прекрасно держит форму и отлично подходит для стоматологических процедур.

- Мягкие и гибкие, они сделаны из 100%-го хлопка
- Хорошо впитывают и сохраняют свою форму во время использования.
- Без добавления латекса и хлора.




Арт	Размер	Упаковка	Кол-во/ кор.
4551-300	#1 (8 mm x 38 mm)	300 штук / уп	32 упак
4552-300	#2 (10 mm x 38 mm)	300 штук / уп	32 упак
4552-1M	#2 (10 mm x 38 mm)	1000 штук / уп	24 упак
4554	#2 (10 mm x 38 mm)	2000 штук / уп	12 упак



# УПАКОВКА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ



# Содержание

A grayscale photograph of a hand holding a white sterilization bag. The bag has the text 'Medicom SafeSeal Quattro' printed on it. The background is a blurred image of a hand holding a similar bag.

Стерилизационные мешки  
Стерилизационные рулоны



## СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕШКИ И РУЛОНЫ

Стерилизационные мешки Medicom SafeSeal® Duet запечатаны механически с использованием нашей собственной патентованной технологии TruePress™ Technology, которая включает в себя эксклюзивный производственный процесс соединения синей тонированной пленки с высококачественной медицинской бумагой. Стерилизационные мешки SafeSeal® Duet гарантируют использующему проведение стерилизации в один простой шаг: инструкция, включающая в себя время, температуру, а также внутренние и внешние индикаторы, напечатанна прямо на мешке.

### ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ


1. Индикаторы внешнего процесса (расположенные вне области прибора, в который погружены стерилизационные мешки) нацелены на то, чтобы определять, что блок подвергся процессу стерилизации, и различать стерилизованные и не стерилизованные объекты.
2. Внутренние многопараметрные индикаторы (которые расположены внутри области прибора) предназначены для реагирования на 2 или более из критических переменных, предназначенных для оценки протекания стерилизационной цикла.




### РУКОВОДСТВО ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЦВЕТА

По окончании стерилизационного процесса, когда 3 стерилизационных параметра подтверждены - время, температура и наличие пара или газа - цвет индикаторов меняется:

#### Паровая стерилизация



#### Стерилизация этилен-оксидом



### MEDICOM® SAFESEAL® QUATTRO СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕШКИ


Арт	Размер	Кол-во / кор	Применение
88000	70 x 229 mm	6 x 200	Наконечники и ручные инструменты
88005	89 x 133 mm	5 x 200	Импланты и зажимы
88010	89 x 229 mm	6 x 200	Ручные хирургические инструменты
88015	57 x 102 mm	10 x 200	Буры
88025	133 x 254 mm	10 x 200	Разнообразные инструменты
88030	191 x 330 mm	5 x 200	Разнообразные инструменты
88035	254 x 356 mm	5 x 200	Маленькие кассеты
88040	305 x 432 mm	5 x 200	Кассеты, стерильные коврики

88005, 88014, 88025 ДОСТУПНЫ К ПРОДАЖЕ

Также в наличии имеются рулоны, которые идеально подходят для вещей

### MEDICOM® STERILIZATION REELS РУЛОНЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Арт	Размер	Кол-во / коробку
9850	50 мм x 200 м	6
9860	75 мм x 200 м	4
9870	100 мм x 200 м	3
9880	150 мм x 200 м	2
9890	200 мм x 200 м	1
98100	250 мм x 200 м	1
98130	400 мм x 200 м	1
9190	200 мм x 57 мм x 100 м	4 - со складкой
91110	300 мм x 80 мм x 100 м	2 - со складкой
91100	250 мм x 65 мм x 100 м	2 - со складкой



# ОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ



# Содержание

---

Шапочка-шарлотка

## ШАПОЧКА ШАРЛОТКА



Коробка: 5 упаковок x 100 штук

Medicom Bouffant Cap

Артикул:8000

Цвет: Белый

Диаметр: 53 см

Упаковка: диспенсер

Коробка: 5 упаковок x 100 штук



Артикул: 8001

Цвет: Синий

Диаметр: 53 см

Упаковка: диспенсер

Коробка: 5 упаковок x 100 штук

# БАХИЛЫ



# Summary



Почему Medicom  
Применение  
Бахилы для медицины

**Стандартный размер (L)**




Подходит к размерам обуви 35-41

**Универсальный размер (XL)**



Подходит к размерам обуви 42-45

**XXL размер**




Подходит к размерам обуви 45-49

**Medicom является единственным производителем, предлагающим настолько широкий выбор размеров бахил: три варианта по высоте и три по длине. Наш размер XXL подходит вплоть до 49 размера обуви. 230mm высоты и 420mm длины создают объем, достаточный для легкого надевания бахилы.**

При заказе наполнение картонной коробки можно выполнить, используя следующие варианты: 200 / 300 / 400 / 500 / 1000  
Бахилы с подошвой имеют разные варианты цветовой окраски:




Мы предлагаем разнообразные варианты упаковки для бахил Medicom – 200/300/400/500/1000 - штук в коробке-диспенсер, с полиэтиленовыми пакетами или без них.





## ПРИМЕНЕНИЕ

ЗАЩИЩЕННАЯ  
АТМОСФЕРА    НЕЗАЩИЩЕННАЯ  
АТМОСФЕРА



### МЕДИЦИНА

ГОСПИТАЛЯ  
ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ  
ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ



### ЛАБОРАТОРИИ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ    МЕХАНИКА  
АЭРОНАВТИКА    НЕФТЕПРОДУКТЫ  
АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ    ЭЛЕКТРОНИКА  
ЭЛЕКТРОНИКА    ПРОИЗВОДСТВО  
ИССЛЕДОВАНИЯ    ПУБЛИЧНЫЕ РАБОТЫ



### ГИГИЕНА / СФЕРА УСЛУГ

ИНДУСТРИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЕДЫ  
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
ИНДУСТРИЯ КЛИНИНГА  
РЕСТОРАНЫ И КЕЙТЕРИНГ

## БАХИЛЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ГОСПИТАЛЯ - ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ


Medicom Shoecovers - бахилы из нетканного материала с пластиковой подошвой

Наши водонепроницаемые бахилы SkidGuard© имеют хорошую воздухопроницаемость и сцепление с поверхностью, благодаря запатентованной технологии SkidGuard©.

Хирурги  
МЕДСЕСТРЫ

Данный ассортимент бахил защищает медицинских работников от биологических жидкостей, а также от скольжения и падения. Отлично подходят для помещений типа "Клин Рум" и операционных. Все бахилы Medicom протестированы на наличие в них микроорганизмов и чисты настолько, что могут использоваться для работы в закрытых средах. Заряд КОЕ в них практически не присутствует и находится на уровне меньше, чем 10 КОЕ на 100 см<sup>2</sup>.



Арт	Материал	Размер	Цвет	Упаковка	Кол-во / кор
8028-V-XXL	PP* / PE**	XL (Universal)	 Белый/Синий	Коробка	1 x 400 штук

\* PP: ПОЛИПРОПИЛЕН  
\*\* PE: ПОЛИЭТИЛЕН  
\*\*\* СРЕ: ХЛОРИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН

# ПАЦИЕНТЫ

## SAFEFEET® BASICS™

Наши бахилы из пленки из хлорированного полиэтилена без подошвы уменьшают риск бактериального загрязнения пола в госпиталях, позволяя посетителям не снимать их обувь во время визитов.

- БЕЗ ПОДОШВЫ
- 10.150-RU 
  - 10.150M-RU 
  - 10.100-RU 



Арт	Материал	Размер	Цвет	Упаковка	Кол-во в коробке
10.150M-RU	CPE*** (3,5g)	L (Standard)	Синий	Пакет	20 x 100 шт
10.150-RU	CPE*** (4,0g)	L (Standard)	Синий	Пакет	20 x 100 шт
10.100-RU	CPE*** (2,5g)	L (Standard)	Синий	Пакет	20 x 100 шт

# ПОСЕТИТЕЛИ



Medicom  
Healthcare B.V.

Parallelweg 80a  
3931 MT Woudenberg  
-The Netherlands-  
cs@medicom-eu.com  
+31 33 286 64 60

ООО "Медиком Рус"

Москва, Ленинский  
проспект, д. 137,  
корп. 1

Телефон:  
+7-495-137-80-83

Сайт:  
www.medicomrus.ru

